

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی



فهرست:

۴ (۱) استخراج DNA

الف- تهیه عصاره سلولی

ب- خالص سازی DNA

• استخراج DNA از ۳CC خون تام به روش غیر آنزیمی (Salting out)

○ مواد مورد نیاز

○ دستگاه های مورد نیاز

○ روش کار

○ عیب یابی

• استخراج DNA از مقادیر کم خون (۳۰۰μL خون) به روش Salting out

○ مواد مورد نیاز

○ دستگاه های مورد نیاز

○ روش کار

۹ (۲) استخراج RNA

• استخراج RNA از لنفوسیت‌های خون

○ مواد مورد نیاز

○ دستگاه های مورد نیاز

○ روش کار

• استخراج RNA از بافت

○ مواد مورد نیاز

○ دستگاه های مورد نیاز

○ روش کار

۱۲ (۳) سنتز cDNA

○ مواد مورد نیاز

○ دستگاه های مورد نیاز

○ روش کار

۱۵ (۴) واکنش زنجیره ای پلیمراز Polymerase Chain Reaction

• مقدمه

• مکانیسم

• مواد مورد نیاز

- اختصاصی بودن واکنش
- آلودگی های PCR
- مشکل PCR و راه حل آن
- کاربردهای PCR
- انواع PCR
- بایدها و نبایدها در PCR
- انجام آزمایش PCR
- آشکارسازی و تجزیه تحلیل محصولات PCR

۳۳ (۵) الکتروفورز

- تعریف
- تهیه ژل آگارز
- رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید
- تعیین اندازه قطعه تکثیر شده در PCR
- اتیدیوم برماید
- ساخت بافر TAE 50X
- ساخت بافر TBE 5X

۳۹ (۶) استخراج DNA از بافت پارانینه

- مواد مورد نیاز
- روش کار

۳۹ (۷) استخراج DNA از بافت تازه

- روش کار

۴۰ (۸) Methylation Specific PCR

۴۲ (۹) منابع

۱) استخراج DNA :

نخستین گام در بررسی مولکولی ساختار ژنتیک سلول‌ها دسترسی به ماده ژنتیک می‌باشد. اصول استخراج ماده ژنتیک از سلول‌های مختلف (باکتری‌ها، سلول‌های گیاهی و سلول‌های جانوری) نسبتاً یکسان است و تنها در برخی از جزئیات تفاوت‌هایی وجود دارد. استخراج اسیدهای نوکلئیک شامل دو مرحله تهیه عصاره سلولی و خالص‌سازی می‌باشد.

الف- تهیه عصاره سلولی

برای تهیه عصاره سلولی به تعداد زیادی سلول نیاز است. عموماً سلول‌ها با تکثیر در محیط کشت و یا مستقیماً از بافت‌ها (مانند بافت خون) تأمین می‌شوند. سپس باید دیواره و غشاء سلول‌ها از بین بروند تا محتویات آن‌ها آزاد شوند. برای تخریب دیواره یا غشاء سلولی، روش‌های فیزیکی و شیمیایی مختلفی به کار می‌رود. از روش‌های فیزیکی می‌توان به شوک اسمزی، سائیدن سلول‌های یخ‌زده و استفاده از امواج صوتی یا سونیکیشن اشاره کرد. در روش‌های شیمیایی از آنزیم‌ها و موادی که باعث تخریب دیواره و غشاء می‌شوند استفاده می‌شود. برای مثال، برای شکستن دیواره باکتری‌ها از آنزیم لیزوزیم یا اتیلن دی‌آمین تتراسات (EDTA) یا مخلوطی از آن‌ها استفاده می‌شود. لیزوزیم با عمل آنزیمی خود باعث تجزیه پپتید و گلیکان دیواره سلولی می‌شود و EDTA که یک عامل شلات‌کننده است با حذف یون‌های فلزی مانند Ca^{2+} و Mg^{2+} که در استحکام دیواره نقش دارند، دیواره را سست می‌کند. به علاوه EDTA با حذف یون‌های فلزی که به عنوان گروه پروتستتیک در آنزیم‌های تجزیه‌کننده اسیدهای نوکلئیک عمل می‌کند، مانع تجزیه این مواد می‌شود. در سلول‌های جانوری به علت فقدان دیواره سلولی، با یک شوک اسمزی ساده می‌توان غشاء سلول‌ها را شکست. با این حال اغلب از موادی مانند سدیم دود سیل سولفات (SDS)، دو دسیل سارکوزین و تریتون X100 که غشا را در خود حل می‌کنند استفاده می‌شود. SDS همچنین باعث پایداری اسیدهای نوکلئیک می‌شود. مراحل تهیه عصاره سلولی باید در محلول‌های محافظت‌کننده اسیدهای نوکلئیک که معمولاً حاوی بفرتریس هیدروکلرید (Tris-HCl)، SDS و EDTA است انجام شود تا کمترین آسیب به ماده ژنتیک برسد. برای استخراج ماده ژنتیک سلول‌های انسانی، معمولاً از سلول‌های سفید خون که یک تا سه ساعت مانده‌اند یا خون منجمد، سلول‌های کشت یافته مانند کشت فیروبلاست‌ها، کشت سلول‌های پرز‌های جنینی (CVS) یا کشت سلول‌های مایع آمنیوتیک استفاده می‌شود.

ب- خالص‌سازی DNA

برای خالص‌سازی DNA برحسب نوع سلول و کاربرد مورد نظر، روش‌های مختلفی ابداع شده است. روش‌های مزبور از اصول یکسانی تبعیت می‌کنند که شامل رسوب دادن مرحله به مرحله ناخالصی‌ها و استخراج DNA خالص می‌باشد. در این روش‌ها ابتدا با کمک مواد واسرشت‌کننده پروتئین‌ها نظیر فنل، این مواد از عصاره سلولی حذف می‌شوند. سپس DNA در فاز قطبی به صورت محلول استخراج می‌شود. اگر مقدار پروتئین‌ها زیاد باشد می‌توان قبل از مرحله فوق پروتئین‌ها را با آنزیم‌های تجزیه‌کننده مانند پروتئیناز k تجزیه و حذف نمود.

پس از جدا کردن فاز آبی، می‌توان با اضافه کردن الکل هائی نظیر اتانول یا ایزوپروپانول در حضور کاتیون Na^{+} یا آمونیوم، اسیدهای نوکلئیک را رسوب داد. در سلول‌های گیاهی و سلول‌های بافت کبد که مقدار هیدرات‌های کربن زیاد است برای خالص‌سازی اسیدهای نوکلئیک از (Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide) CTAB و محلول نمک استفاده می‌شود. این محلول فقط باعث رسوب اسیدهای نوکلئیک می‌شود و پلی‌ساکاریدها به صورت محلول باقی می‌مانند. رسوبی که به روش‌های فوق به دست می‌آید حاوی مخلوطی از RNA و DNA است. برای خالص‌سازی DNA می‌توان با اضافه کردن ریبونوکلاز، RNA را هیدرولیز کرده و DNA خالص به دست آورد.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

امروزه شرکت های مختلف تهیه کننده مواد بیولوژی مولکولی اقدام به تهیه کیت هایی برای استخراج اسید های نوکلئیک از منابع مختلف سلولی نموده اند که در صورت عدم وجود محدودیت مالی در آزمایشگاه می توان با استفاده از کیت های مزبور در مدت زمان کم و با بازده نسبتاً بالائی اقدام به تهیه اسید های نوکلئیک با درجه خلوص بالا نمود. به علاوه سیستم های روباتیک مختلفی اختراع شده اند که روزانه قادر به استخراج هزاران نمونه از اسید های نوکلئیک از نمونه های مختلف میکروبی، گیاهی و حیوانی می باشند.



استخراج DNA از ۳cc خون تام به روش غیر آنزیمی (Salting out)

در این روش پس از لیز RBC و WBC، DNA توسط معرف هایی با غلظت نمکی متفاوت، پروتئین زنجیره ای را پس DNA توسط اتانل استخراج شده و نمک زدایی می گردد و نهایتاً به صورت محلول نگهداری می گردد.

مواد مورد نیاز:

۱. CLB (Cell Lysis Buffer)
۲. TKM 1
۳. TKM 2
۴. SDS 10%
۵. 6M NaCl
۶. Ethanol 100%
۷. Ethanol 70%
۸. (Tris- EDTA) TE

- محلولهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۸ پس از تهیه، اتوکلاو می گردد.

مواد لازم برای تهیه محلول CLB، TKM1 و TKM2:

CLB (Cell Lysis Buffer)	TKM1	TKM2	TE	SDS* 10%
Sucrose	Tris HCl (2M, PH=7.6)	Tris HCl (2M, PH=7.6)	Tris HCl (2M, PH=7.7)	SDS
Tris HCl (2M, PH=7.7)	KCl(3M)	KCl(3M)	EDTA (0.5M, PH=8)	ddH2O
MgCl2 (1M)	MgCl2(1M)	MgCl2(1M)	H2O	
Triton X100	EDTA(0.5M)	EDTA(0.5M)		
H2O	H2O	NaCl(5M)		
		H2O		

*Sodium Dodecyl Sulfate

دستگاه های مورد نیاز:

۱- دستگاه سانتریفوژ لوله

۲- بن ماری

۳- انکوبه ۳۷ °C

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک مولکولی

روش کار:

برای جلوگیری از انعقاد، ۱cc از EDTA ۱۰٪ به ۱۰cc خون اضافه می شود. از هیپارین به دلیل مهار PCR استفاده نمی شود.

۱. برای استخراج DNA از ۳cc خون تام، ابتدا ۹cc از محلول CLB را در یک لوله آزمایش ریخته و ۳cc خون تام را به آن اضافه می کنیم (این مرحله جهت لیزکردن سلول ها انجام می شود). سپس نمونه ها را با دور ۲۵۰۰rpm به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ می کنیم. پس از آن محلول رویی را سریعاً دور ریخته و پلت (Pellet) انتهای لوله را نگه می داریم. در صورت لیز نشدن گلبولهای قرمز مرحله فوق با مقدار ۲cc CLB که به پلت (رسوب) اضافه می شود، تکرار می کنیم.
۲. در مرحله بعد بر روی پلت مقدار ۵cc از محلول TKM1 اضافه می کنیم تا دیواره هسته لنفوسیت ها پاره شده محتویات آن جهت استخراج DNA آزاد شود. این لوله را به مدت ۱۰ دقیقه در دور ۲۵۰۰rpm سانتریفوژ می کنیم و سپس محلول رویی آن را دور می ریزیم که این بار پلت سفید رنگی در انتهای لوله باقی خواهد ماند.
۳. در این مرحله بر روی پلت مقدار ۱/۵cc TKM2 اضافه کرده و مقدار ۱۰۰μl SDS ۱۰٪ اضافه می کنیم و لوله را به مدت نیم ساعت در دمای ۶۵°C بن ماری حرارت می دهیم. در این مرحله حذف پروتئین ها از محیط DNA خالص تری را به دست می آوریم. در صورت عدم حل شدن رسوب، انکوباسیون را ادامه می دهیم تا رسوب کاملاً حل شود. این مرحله را می توان در ۳۷°C به صورت انکوباسیون شبانه (overnight) نیز انجام داد.
۴. پس از اینکه محلول داخل لوله تقریباً شفاف شد به مقدار ۵۷۰μl NaCl 6M به آن افزوده و مخلوط کرده در دور ۲۹۰۰rpm به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ می کنیم.
۵. در مرحله بعد ابتدا در یک لوله آزمایش استریل مقدار ۴cc الکل ۹۶° سرد می ریزیم. پس از اتمام سانتریفوژ محلول رویی آن را به لوله حاوی الکل ۹۶ اضافه می کنیم. در لوله پارافیلیم گرفته و به آرامی آن را تکان می دهیم تا ابر DNA در آن تشکیل گردد.
۶. در یک میکروتیوب ۱/۵cc مقدار ۱cc الکل ۷۰٪ می ریزیم و DNA تشکیل شده در لوله را با نوک سمپلر به آرامی به میکروتیوب منتقل می کنیم.
۷. در این مرحله میکروتیوب ها را در دور ۱۴۰۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ می کنیم. از الکل ۷۰٪ برای شستشوی محیط از ناخالصی ها استفاده می کنیم. پس از اتمام سانتریفوژ پلت سفید رنگی در انتهای میکروتیوب دیده می شود. محلول رویی آن را دور ریخته و میکروتیوب را با در باز به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه می گذاریم در محیط خشک شود. الکل باید کاملاً خشک شود، چون الکل از عوامل مهار کننده در PCR است. البته DNA نباید خیلی خشک شود چون ساختمان ژنومیک آن دچار شکست می شود.
۸. در این مرحله بر روی پلت مقدار ۳۰۰ μl از TE که مایع نگهدارنده DNA است اضافه می کنیم. سپس میکروتیوب را یک شب در دمای ۳۷°C در انکوباتور قرار می دهیم تا پلت DNA کاملاً حل شود. روز بعد DNA آماده استفاده جهت انجام مراحل PCR است.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

عیب یابی:

مشکل	علت	رفع مشکل
در مرحله ۱ پلت زیاد و قرمز پُر رنگ مشاهده می شود	RBCها کاملاً لیز نشده اند.	در مواردی که از خونی استخراج می کنید که مدت زمانی در یخچال یا فریزر نگهداری شده است، بروز این مشکل غیر منتظره نیست و معمولاً با تکرار مرحله ۱ مشکل برطرف می شود اما اگر خون تازه تهیه شده است، علت تشکیل این لخته خوب مخلوط نکردن خون با CLB است.
پلت مرحله ۲ سفیدرنگ نیست	محلول رویی از مرحله قبل کاملاً خالی نشده است و بقایای RBC ها هنوز باقی مانده است	می توانید مرحله ۲ را با ۱/۵ سی سی TKM1 تکرار کنید
محلول رویی در مرحله ۵ کاملاً از رسوب جدا نشده است و برداشتن محلول رویی به سختی امکان پذیر است	در مرحله ۴ NaCl به خوبی با محلول TKM2 و SDS مخلوط نشده است	بهتر است برای اطمینان از خوب مخلوط شدن آنها را چند بار با سمپلر پیپت کنید و بعد سانتریفوژ نمایید

استخراج DNA از مقادیر کم خون (۳۰۰~L خون) به روش Salting out

در مواردی که میزان خون کم است می‌توان با کاهش مقادیر بالا به نسبت مشخص استخراج را انجام داد.

مواد مورد نیاز:

- 1) CLB (Cell Lysis Buffer)
- 2) TKM 1
- 3) TKM 2
- 4) SDS 10%
- 5) NaCl 6M
- 6) Ethanol 100%
- 7) Ethanol 70%
- 8) TE

دستگاه‌های مورد نیاز:

۱. دستگاه میکرو فیوژ
۲. بن ماری
۳. انکوبه ۳۷°C

روش کار:

به عنوان مثال برای استخراج DNA از ۳۰۰µL خون می‌توان از روش زیر استفاده نمود:

- 1) 900µL CLB + 300µL Blood → Invert
- 2) 10000rpm- 2min
- 3) Pellet + 500 µL TKM1 → Invert
- 4) 10000rpm- 2min
- 5) Pellet + 150 µL TKM2 + 10 µL SDS 10% → Invert → 65 °C until dissolving the pellet (approximately 10-30 min)
- 6) Add 57 µL NaCl 6M → Pipetting
- 7) 12000 rpm- 2 min
- 8) Transfer Supernatant to 400 µL Chilled Ethanol (96%) → Invert
- 9) 14000rpm-2min
- 10) Pellet + 200 µL Ethanol 70% → Invert
- 11) 14000rpm-2min
- 12) Let pellet to dry
- 13) Pellet + 30µL TE → 37°C, Overnight

۲) استخراج RNA



الف) استخراج RNA از لنفوسیت‌های خون:

مواد مورد نیاز:

1. Ficoll
2. Normal Saline
3. Trizol
4. Chloroform
5. Isopropanol
6. Ethanol 70% (RNase free)

دستگاه‌های مورد نیاز:

- دستگاه سانتریفوژ
- دستگاه میکرو فیوژ یخچال دار
- انکوبه

روش کار:

جداسازی لنفوسیت‌ها:

- در مرحله اول، توسط محلول فایکول، لنفوسیت‌های خون جدا می‌شود که شامل مراحل زیر می‌باشد:
۱. ۳ml خون حاوی ماده ضد انعقاد (EDTA 10%) تهیه گردد.
 ۲. ۳ml نرمالین سالین سرد (۸/۵ g/L) به خون اضافه نموده، آنرا به آرامی مخلوط نمائید.
 ۳. در دو لوله سانتریفوژ مقدار ۳ ml فایکول بریزید.
 ۴. ۳ml از خون رقیق شده با نرمال سالین سرد را به آرامی از جداره لوله به هر کدام از لوله‌های حاوی فایکول اضافه نمائید. لوله حاوی فایکول و خون را به مدت ۲۰ دقیقه در دور ۲۰۰۰rpm سانتریفوژ نمائید.
 ۵. لایه حاوی لنفوسیت‌ها (Mononuclear Layer) را به آرامی جدا نموده و به یک لوله سانتریفوژ تمیز منتقل نمائید.
 ۶. معادل حجم لنفوسیت‌های جدا شده، نرمال سالین سرد یا PBS اضافه نموده و به مدت ۵ دقیقه در دور ۲۵۰۰ rpm سانتریفوژ نمائید.
 ۷. مایع روی سلول‌های پک شده را بیرون می‌ریزیم.
- بعد از جدا سازی لنفوسیت‌ها، مراحل استخراج RNA را طبق پروتکل زیر انجام می‌دهیم.

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک مولکولی

نکات مهم قبل از جدا سازی RNA:

- به جهت وجود RNase در محیط خارج، بایستی نکات زیر حتماً در مراحل استخراج RNA رعایت شود.
- همیشه از دستکش های یکبار مصرف استفاده شود. سطح پوست اغلب حاوی باکتری و قارچ می باشد که می تواند در مراحل تهیه RNA ایجاد آلودگی نماید و یا خود به عنوان یک منبع RNase باشد.
- همه مواد پلاستیکی مورد استفاده باید استریل، یکبار مصرف و RNase free باشد و قبلاً توسط اتوکلاو استریل شده باشد.
- مواد شیشه ای نیز بایستی توسط فور استریل گردد (۲ ساعت در 150°C).

مراحل استخراج RNA:

۱. به میزان 1mL از محلول TRIZOL به هر لوله حاوی لنفوسیت های جدا شده از مرحله قبل اضافه نمایید (این میزان از محلول TRIZOL قادر به استخراج RNA از $10^6 \times (10-5)$ سلول می باشد).
۲. ۱ تا ۵ دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید. محتویات لوله را به میکروتیوب ۱/۵ mL منتقل کنید.
۳. سپس ۲۰۰µL از محلول کلروفرم به میکروتیوب اضافه گردد به مدت ۱۵ ثانیه میکروتیوب را به شدت تکان می دهیم.
۴. ۵ دقیقه در دمای اتاق یا 4°C انکوبه نمایید.
۵. سپس میکروتیوب را بمدت ۱۵ دقیقه در سانتریفوژ یخچال دار در دور ۱۴۰۰۰rpm سانتریفوژ نمایید. سه فاز تشکیل می شود فاز بالایی حاوی RNA در قسمت پایین، TRIZOL، کلروفرم و بالای کلروفرم پروتئین که بصورت لایه سفید رنگی مشاهده می شود.
۶. ۳/۴ از محلول رویی که شفاف می باشد برداشت نموده و به میکروتیوب دیگری منتقل نمایید.
۷. به میزان ۵۰۰µL ایزوپروپانول سرد به محلول جدا شده اضافه نمایید.
۸. به مدت ۱۰ دقیقه در یخچال انکوبه نموده و سپس در سانتریفوژ یخچال دار بمدت ۱۰ دقیقه در دور ۱۴۰۰۰ rpm سانتریفوژ نمایید. برای افزایش رسوب RNA می توانید انکوبه را در فریزر انجام دهید.
۹. در پایان این مرحله، رسوب RNA (Pellet) به صورت نقطه کوچک سفید رنگی قابل مشاهده می باشد.
۱۰. محلول رویی (Supernatant) را خارج نموده و ۲۰۰µL الکل 70°C به رسوب اضافه کنید. عمل شستشوی رسوب RNA را انجام دهید. با تکان دادن میکروتیوب، رسوب را جدا نموده و سپس توسط میکروسانتریفوژ یخچال دار در دور ۹۰۰۰ rpm بمدت ۵ دقیقه عمل سانتریفوژ را انجام می دهیم.
۱۱. توسط سمپلر الکل را خارج نموده، اجازه می دهیم که میکروتیوب خشک شود (رسوب RNA نباید کاملاً خشک شود، در غیر این صورت از حلالیت آن کاسته می شود).
۱۲. به میزان ۳۰-۵۰µL از آب حاوی DEPC به میکروتیوب حاوی RNA اضافه می گردد با توجه به حلالیت خوب RNA، رسوب RNA بلافاصله حل می شود. چند دقیقه در دمای $55-60^{\circ}\text{C}$ انکوبه نمایید

نکته:

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

۱) بعد از هموژنیزه کردن با تریزول و قبل از اضافه نمودن کلروفرم نمونه‌ها را می‌توان در -70°C تا -60°C به مدت یک ماه ذخیره نمود و در مرحله شستشو با اتانل 70% می‌توان نمونه را تا یک هفته در 8°C و در 20°C به مدت ۱ سال نگهداری نمود

۲) خشک شدن بیش از حد پلت سبب کاهش نسبت $^{260}/_{280}$ می‌گردد.

۳) برداشتن حجم بیشتر فاز محلول بالای کلروفرم سبب کاهش نسبت $^{260}/_{280}$ گردیده لذا دقت نمائید حجم کمتری از محلول روئی بردارید.

۴) RNA استخراج شده total است شامل mRNA, tRNA, rRNA

ب) استخراج RNA از بافت تازه:

مواد مورد نیاز:

کیت استخراج RNA (RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Germany)، الکل 70% تهیه شده با آب RNase free، 2- مرکاپتواتانل (Merck)، میکروپیوژ (Eppendorf, Mini Spin)، دستگاه هموژنایزر، میکروتیوب RNase free 1.5mL، نوک سمپلر زرد و آبی RNase free، سمپلر لوله آزمایش پلاستیکی استریل

روش کار:

ابتدا بافت نرمال و تومور از محلول RNAlater خارج شد. سپس مراحل استخراج RNA با استفاده از کیت تجاری RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Germany) انجام می‌گیرد. تمام نوک سمپلرها و میکروتیوبهای مورد استفاده برای استخراج، فاقد RNase باشند.

i. 1mL محلول RLT به یک لوله آزمایش پلاستیکی منتقل می‌شود و به آن $10\mu\text{L}$ از ۲- مرکاپتواتانل اضافه می‌شود. ۳ تا ۵ برش حدودا $1\times 1\times 1\text{ mm}^3$ از بافت به این لوله منتقل شده، سپس بافت با استفاده از دستگاه هموژنایزر هموژن می‌گردد. محلول هموژن حاصل به یک میکروتیوب 1.5mL منتقل شده و سه دقیقه در بالاترین دور (13400 rpm) سانتریفیوژ می‌گردد.

ii. محلول رویی به یک میکروتیوب جدید منتقل می‌شود و هم حجم آن الکل 70% ساخته شده با آب فاقد RNase اضافه می‌شود.

iii. پس از چند بار سمپلر کردن، محلول سریعا به ستونهای استخراج منتقل می‌شود. و ۱۵ ثانیه در بالاترین دور (13400 rpm) در میکروپیوژ (Eppendorf, Mini Spin) سانتریفیوژ می‌گردد. از آنجاییکه در هر ستون بیش از $700\mu\text{L}$ نمی‌توان ریخت، این مرحله دو بار باید انجام گیرد تا بتوان کل محلول را به ستون منتقل نمود. پس از هر سانتریفیوژ، مایع جمع شده در پایین ستون دور ریخته می‌شود.

iv. $700\mu\text{L}$ از محلول شستشو (RW1) به ستون اضافه می‌شود و ۱۵ ثانیه در بالاترین دور (13400 rpm) سانتریفیوژ می‌گردد.

v. $500\mu\text{L}$ از محلول RPE به ستون اضافه می‌شود و ۱۵ ثانیه در بالاترین دور (13400 rpm) سانتریفیوژ می‌گردد.

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک مولکولی

- vi. دوباره 500 μL از محلول RPE به ستون اضافه می شود و ۲ دقیقه در بالاترین دور (13400 rpm) سانتریفوژ می گردد.
- vii. لوله جمع آوری کننده زیر ستون تعویض می شود و ۱۵ ثانیه در بالاترین دور (13400) سانتریفوژ می گردد.
- viii. ستونها به یک میکروتیوب 1.5mL منتقل می شوند و پس از اضافه کردن 50 μL آب RNase free، سی تانیه در بالاترین دور (13400 rpm در میکروویوژ Eppendorf، Mini Spin) سانتریفوژ می گردد.
- ix. ستونها دور انداخته می شود و مایع جمع آوری شده که دارای RNA است در فریزر -20°C نگهداری می شود.

۲) سنتز cDNA:

مواد مورد نیاز:

- 3) DEPC- treated H2O
- 4) Oligo dT (0.5 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$)
- 5) 5X Reaction Buffer
- 6) RNAsin (20U/ μL)
- 7) dNTP (10mM)
- 8) Reverse Transcriptase Enzyme(200U/ μL)

دستگاه های مورد نیاز:

دستگاه PCR

روش کار:

برای انجام واکنش RT-PCR از روی RNA، با استفاده از آنزیم cDNA Reverse transcriptase می سازیم. برای بیان ژن RT PCR می گذاریم DNA سلول ها یکسان است ولی بیان آنها متفاوت است. برای RT PCR سه پرایمر وجود دارد.



۱. الیگودی تی oligo.dt

۲. راندوم هگزامر Random Hexamer

۳. Specific primer

Oligo dT: پرایمری است که ۱۸ باز دارد و همه T به انتهای دم پلی A متصل می شود بعد RT متصل می شود و از RNA رونویسی می کند و cDNA را می سازد.

Random Hexamer: ۶ باز دارد از ۴۰ نوع باز به صورت رندوم توالی های ۶ تایی می سازد چون طول کوتاه است می تواند به RNA متصل شوند به صورت اتفاقی و بعد RT به انتهای پرایمر متصل می شود و رونویسی می کند.

Specific primer: پرایمر اختصاصی است mRNA مربوط به ژن خاصی است. پرایمر اختصاصی طراحی می کنیم به صورت اختصاصی پرایمر mRNA خود را پیدا می کند و رونویسی انجام می شود.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

مراحل ساخت cDNA

- ۳.۱ میکروگرم از نمونه RNA نرمال و تومور برداشته شد.
- ۱.۲ میکرولیتر 18 (Fermentas, Lithuani) oligo (dT) به هر نمونه اضافه گردید.
- ۳.۳ به هر میکروتیوب آنقدر DEPC^۱ H₂O اضافه شد که حجم به ۱۱ μL برسد.
- ۵.۴ دقیقه در ۷۰°C قرار داده شد تا ساختارهای ثانویه از بین برود.
- ۵.۵ در این فاصله مخلوطی شامل مواد زیر آماده شد:
به ازای هر نمونه، ۴ μL از بافر 5X، ۱ μL از بازدارنده ریبونوکلازها (Ribonuclease inhibitor (20 U/μL)), ۱ μL از آب و 10mM dNTP mix (Fermentas, Lithuani) و ۲ μL از DEPC
- ۶.۶ نمونه ها چند دقیقه بر روی یخ قرار گرفت.
- ۷.۷ به هر میکروتیوب بالا ۸ μL از مخلوط تهیه شده اضافه گردید.
- ۸.۸ این مخلوط ۵ دقیقه در ۳۷°C قرار داده شد.
- ۹.۹ به هر میکروتیوب ۱ μL از آنزیم نسخه بردار معکوس (Revert Aid (200 U/ μL), Fermentas) اضافه شد.
- ۱۰.۱۰ نمونه ها یک ساعت در ۴۲°C و سپس ۱۰ دقیقه در ۷۰°C قرار داده شد.
- ۱۱.۱۱ پس از اتمام کار نمونه ها به ۲۰°C منتقل شد و تا زمان استفاده برای PCR در ۲۰- نگهداری شد.

روش کار:

سنتز cDNA برای سه نمونه:

- ۱) نمونه RT⁻ (دارای همه مواد RT-PCR غیر از آنزیم)
- ۲) RNA کنترل
- ۳) RNA آزمایشی

Material	1X	3.1X
Oligo dT (0.5μg/μL)	1 μL	3.1
DEPC- treated H2O	9.5 μL	20.15
RNA (0.1-5 μg)	2 μL	-
65°C- 5min Ice chilling		
5X Reaction Buffer	4 μL	12.4
RNAsine (40U/μL)	0.5 μL	1.55
dNTP (10mM)	2 μL	6.2
Reverse Transcriptase Enzyme(200U/μL)	1 μL	3.1

^۱ Diethylpyrocarbonate

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

7.5 μ L of master mix to each tube

42°C- 60min

70 °C - 10min

نکات:

(۱) تمام Oligodt تمام mRNA را که در سلول بیان شده زیاد می نماید. لذا یک کتابخانه ژنی داشته و چون تمام ژنها تکثیر شده اند می توان برای کنترل مثبت از یک House keeping gene مثل بتا اکتین استفاده نمود.

(۲) بعضی از mRNA ها فاقد دنباله آدینین بود یا پرایمر برای آن نداریم لذا از Random hexamer استفاده می کنیم. Random hexamer شامل ۶ باز مثلاً ATTGGC بوده که این باز ها بطور تصادفی به جاهایی از mRNA متصل می شود.

پرایمر اختصاصی از جمله مزایای پرایمر اختصاصی عدم زیاد شدن همه mRNA ها است و از معایب آن این است که نمی توان برای کنترل مثبت از بتا اکتین استفاده کرد.



۴) واکنش زنجیره ای پلیمرز Polymerase Chain Reaction



مقدمه:

تکنیک PCR در اواسط دهه ۱۹۸۰ در دپارتمان ژنتیک انسانی به وسیله Kary Mullis ابداع و برای تکثیر ژن کم خونی داسی شکل و بتاگلوبین انسانی مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۹۸۵ Saiki از پژوهشگران یک شرکت مهندسی مشکلات موجود را رفع کرد و روش متداول کنونی را ابداع نمود. حقوق تجاری این اختراع اینک به شرکت هافمن - روچت تعلق دارد. Kary Mullis در سال ۱۹۹۳ موفق به کسب جایزه نوبل شیمی گردید. واکنش زنجیره پلی مرز یک روش آزمایشگاهی است که به منظور تولید انبوه قطعه خاص و انتخابی از DNA به کار می‌رود. واکنش مبتنی بر تکثیر آنزیمی قطعه‌ای از DNA است که با استفاده از دو آغازگر چند نوکلئوتیدی که مکمل پایانه ۵' هر دو رشته مورد نظر هستند، صورت می‌گیرد تا کپی شدن الگوی DNA توسط آنزیم پلیمرز امکان‌پذیر شود. در سال ۱۹۸۵ تنها سه مقاله علمی در زمینه PCR گزارش شده بود. پنج سال بعد از آن این روش در هزاران آزمایشگاه استفاده گردید و تاکنون هزاران مقاله و ده‌ها کتاب مستقل به این موضوع اختصاص داده شده است به گونه‌ای که دانشگاه آکسفورد حتی مجله‌ای به نام PCR منتشر می‌سازد. به عقیده بیولوژیست‌ها PCR وسیله‌ای است که سوزنی را در کوهی از کاه پیدا می‌کند. PCR از نظر اصولی عملی تشابه زیادی به همانند سازی DNA دارد و در واقع برگرفته از آن است. به طور کلی دو فرق بین PCR و همانندسازی وجود دارد: همانند سازی در بدن در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد با آنزیم DNA پلی مرز و آنزیم‌های دیگر صورت می‌گیرد در PCR به علت نیاز به درجه حرارت بالا جهت واسرشت شدن از آنزیم مقاوم به حرارت همانند Taq استفاده می‌شود و به جای سایر آنزیم‌ها از تغییرات درجه حرارت استفاده می‌شود.

امروزه تکنیک PCR جایگاه رفیع و بسیار مهمی را در جنبه‌های مختلف مهندسی ژنتیک، بیولوژی مولکولی، میکروب شناسی تشخیصی، تشخیص سرطان و بیماری‌های ژنتیکی، تشخیص هویت، جرم شناسی (پزشک قانونی جهت تشخیص منشاء نمونه اسپرم، خون و ...) باستان شناسی، مطالعات تکاملی موجودات و غیره پیدا کرده است.

مکانیسم:


در این تکنیک اصول همانند سازی DNA داخل سلول در لوله تقلید و تکرار می‌گردد. DNA پلی مرز، DNA تک رشته ای را از جهت 3' → 5' به عنوان الگو مورد استفاده قرار می‌دهد و رشته مکمل را در جهت 5' → 3' می‌سازد. همچنین DNA پلی مرز برای شروع احتیاج به یک قطعه اولیه یا پرایمر (Primer) دارد.

به طور کلی پرایمر یک قطعه اولیگونوکلئوتیدی کوچک است که انتهای 3'OH را برای شروع همانند سازی DNA پلی مرز فراهم می‌کند.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

تکنیک PCR شامل سیکل‌های تکرار شونده ای است که در آن به کمک یک سری پرایمر، و با کمک آنزیم از روی یک DNA الگو، عمل همانند سازی انجام می‌گیرد. این پرایمرها، مکمل بخش‌هایی از DNA هدف هستند. پرایمرها زمانی که دو رشته DNA به وسیله حرارت، دناتوره شود با کاهش دما در مرحله بعد به سکانس‌های خاص مکمل خود می‌چسبند (Anneal).

برای شکستن هر باند A=T، دو درجه سانتیگراد، و برای شکستن هر باند G=C، چهار درجه سانتیگراد حرارت لازم است که به آن اصطلاحاً دمای ذوب (Melting Temperature, Tm) می‌گویند. اما برای این که C به G و A به T باند شود، با توجه به مشخصات پرایمر مورد استفاده، حرارت مورد نیاز را تعیین می‌نمایند. DNA دو رشته ای به وسیله حرارت از هم باز می‌شوند و چون غلظت پرایمر زیاد است وصل شدن پرایمر به مکملش انرژی نمی‌خواهد و به راحتی به مکمل خود می‌چسبند.



به طور کلی هر سیکل PCR شامل سه مرحله است::


۱. مرحله باز شدن یا واسرشت شدن دو رشته DNA (Denaturing step) DNA دو رشته ای در اثر حرارت در حضور پرایمرها، چهار dNTP و پلی‌مراز مقاوم به حرارت باز می‌شود. دناتوراسیون حرارتی به طور معمول در طیف دمایی $93-100^{\circ}\text{C}$ انجام می‌شود.
۲. چسبیدن پرایمرها به هدف (Annealing step) با کاهش دما به $37-65^{\circ}\text{C}$ (بسته به T_m پرایمرهای الیگونوکلوئوتیدی)، پرایمرهای الیگونوکلوئوتیدی به DNA هدف دناتوره شده می‌چسبند.
۳. ساخت رشته مکمل هدف (Extension step)

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

آنزیم DNA پلی‌مراز مقاوم به حرارت به دنبال پرایمرها و با استفاده از سکانس هدف، عمل پلیمریزاسیون را در 72°C انجام می‌دهد.

یک پروتکل تیبیک PCR شامل ۲۵-۴۰ سیکل حرارتی است. از نظر تئوری، در هر سیکل تعداد سکانس‌های هدف دو برابر می‌شود. بنابراین تکرار سیکل‌های حرارتی باعث افزایش سکانس‌های هدف به شکل تصاعدی می‌گردد.

در سیکل اول اندازه دو رشته به وجود آمده بزرگتر از سکانس واقعی مورد نظر است. چرا که در فرمان داده شده جهت ساخت رشته مکمل، DNA پلی‌مراز از انتهای سکانس مورد نظر جلوتر رفته، محصول PCR بزرگتر از سکانس مورد نظر را تولید می‌کند. با این وجود، بعد از سیکل دوم، فرآورده‌های حاصل دارای اندازه مورد نظر هستند که به آن‌ها محصول کوتاه (Short PCR Product of PCR) هم گفته می‌شود. هم اندازه با طول سکانس مورد نظر هستند (یعنی از ابتدای پرایمر دوم).



مواد مورد نیاز برای انجام واکنش PCR

- ۱- DNA یا cDNA الگو
- ۲- پرایمرها یا قطعات کوچک DNA
- ۳- چهار باز سازنده DNA یا dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)
- ۴- آنزیم DNA پلی‌مراز مقاوم به حرارت مانند Taq-DNA Polymerase
- ۵- وجود شرایط بافری مناسب و یون Mg^{2+}

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

پرایمر (آغازگر)

همان طور که در توضیح مکانیسم PCR گفته شد، پرایمرها یک رشته نوکلئوتیدی ۱۸-۲۴ بازی می باشند که به نقاط مکمل خود بر روی رشته الگو متصل شده و سبب مشخص شدن ناحیه تکثیر مورد نظر می شوند. در واقع علاوه بر عمل گفته شده، پرایمرها گروه -OH-3' مورد نیاز جهت عمل پلی مرزای آنزیم را در واکنش PCR فراهم می آورند. در طراحی و بهینه سازی پرایمرها مواردی باید رعایت شود تا بتوانیم از اتصالات غیر اختصاصی جلوگیری نماییم.

طراحی پرایمر

قواعد مشخصی برای این که بتوان با اطمینان یک جفت پرایمر موثر را انتخاب کرد وجود ندارد. در حال حاضر پرایمر بیش از هر عامل دیگری عامل موفقیت یا شکست در یک واکنش تکثیری است. بعضی قواعد راهنمایی‌های مفیدی را در مورد طراحی آغازگر می کنند که در ذیل به آن ها اشاره شده است.

- طول متوسط هر پرایمر بین ۱۸-۳۰ جفت باز است. پرایمر با طول کوچک اتصال غیراختصاصی را افزایش و پرایمر بزرگتر سرعت هیبریداسیون را کم می کند.
- مقدار G-C دو پرایمر با هم مشابه بوده و حدود ۵۰-۶۰ درصد باشد.
- آغازگرها باید از نظر مکمل بودن با هم کنترل شوند.

پرایمر دایمر یا آغازگر دوتایی یک تکثیر مصنوعی است که اغلب در محصول PCR مشاهده می شود و عبارتست از یک قطعه دو رشته‌ای که طول آن تقریباً به مجموع دو پرایمر نزدیک است و هنگامی مشاهده می شود که یک پرایمر توسط آنزیم پلیمرز به روی پرایمر دیگر گسترش یابد. مکانیزم واقعی که چگونه پرایمر دایمر تشکیل می شود به درستی مشخص نیست. پرایمرها با انتهای مکمل ۳' مستعد تشکیل دایمر هستند. ضعف در آنزیم Taq باعث پلیمریزاسیون مستقیم الگوی غیر هدف شود. در هر حال چنان چه پرایمر دایمر به عنوان مانعی مشاهده شود، می توان آن را تا حدودی با غلظت حداقل پرایمر و آنزیم کاهش داد.

- در انتهای ۳' پرایمر باید حداقل C یا G قرار گیرد. در توالی‌های پرایمرهایی که انتهای ۳' آنها غنی از G+C می باشد احتمال اتصال اشتباهی افزایش می یابد.
- نسبت چهار نوکلئوتید در آغازگر حتی المقدور یکسان باشد.
- آغازگر به توالی تکرار شونده ختم نشود.
- دمای Tm دو آغازگر نزدیک هم باشد.
- حد مجاز دمای اتصال پرایمر طراحی شده باید بین ۶۵-۵۵ باشد. دمای تکثیر ایده آل ۷۲-۶۲ می باشد.

درجه حرارتی که پرایمر به DNA الگو متصل می شود به طول آغازگر و مقدار GC آن بستگی دارد. برای پرایمرهای حاوی ۵۰٪ GC و دارای ۲۰ نوکلئوتید، دمای ۵۵ درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود. برای افزایش اختصاصی عمل کردن آغازگر حتی ممکن است دماهای بالاتری هم مورد نیاز باشد.

برای اینکه هر پرایمر با رشته الگوی خودش هیبرید شود لازم نیست که عیناً و کاملاً مکمل رشته الگو باشد. برای طراحی پرایمر اغلب از برنامه‌های کامپیوتری ویژه استفاده می شود. فاصله بین پرایمرهایی که با DNA هدف هیبرید می شود به طور معمول کمتر از ۱۵ کیلو باز می باشد. در حقیقت یک کاهش اساسی در سنتز موثر هنگامی که محصول تکثیر متجاوز

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

از 1000 Kb می‌شود، مشاهده می‌گردد. به همین دلیل طول قطعه مورد تکثیر در PCR نباید بیش از 3KB باشد و حد مطلوب کمتر از 1KB می‌باشد. تکثیر قطعات بسیار طویل و بالای 40KB مقدور است اما نیاز به روش‌های ویژه‌ای دارد.

دمای ذوب پرایمر (Tm)

دمای اتصال باید به قدر کافی پایین باشد تا پرایمر و DNA الگو قادر به اتصال باشند و از سوی دیگر باید به قدر مناسب بالا باشد تا از تشکیل اتصالات غیراختصاصی جلوگیری کند. دمای اتصال از روی شاخصی به نام درجه حرارت ذوب محاسبه می‌شود. دمای ذوب درجه حرارتی است که در آن نیمی از DNA به صورت تک رشته‌ای درآمده است. یکی از مهمترین مشخصات Tm وابستگی آن به ترکیب بازی DNA است. G و C سه پیوند هیدروژنی و بازهای آدینین و تیمین دو پیوند هیدروژنی دارند. بنابراین هر چقدر مقدار گوانین و سیتوزین در DNA بیشتر باشد Tm بیشتر است. دمای ۱-۲ درجه سانتیگراد کمتر از Tm کافیست که هیبریداسیون بین پرایمر و DNA الگو در آن صورت گیرد. دمای ذوب به طور معمول از طریق فرمول ساده زیر نیز محاسبه می‌شود.

$$Tm = 4 \times (G + C) + 2 \times (A + T)$$

برای هر پرایمر ۲۰ نوکلئوتیدی

دو پرایمر باید طوری طراحی شوند که دارای Tm یکسان باشند در غیر اینصورت در حرارت مناسب برای یک پرایمر برای جفت دیگر نامناسب خواهد بود. بسیاری از آزمایشگاه‌ها دمای چسبیدن را از ۳-۵ درجه سانتیگراد زیر دمای ذوب (Tm) که از طریق این فرمول محاسبه شده است در نظر می‌گیرند. از این موضوع نتیجه گرفته می‌شود که پرایمرهای با طول زیاد باعث افزایش و بالا رفتن اختصاصی بودن واکنش نمی‌شود.

دی اکسی نوکلئوتید تری فسفات (dNTP)

یک PCR معمولاً با غلظت حدود ۲۰۰ میکرومولار از dNTP انجام می‌شود. اگرچه در غلظت‌های پایین تر dNTP یعنی ۱۰-۱۰۰ میکرومولار، آنزیم Taq دارای صحت بالاتری است، با این وجود، غلظت بهینه dNTP بستگی دارد به :

غلظت MgCl₂

سختی واکنش (The reaction stringency)

غلظت پرایمر

طول محصول تکثیر شونده


تعداد سیکل‌ها

جهت بهینه نمودن یک PCR ضروری است که بهترین غلظت dNTP، به طور تجربی تعیین شود.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

آنزیم های پلی مرز

DNA پلی مرزها آنزیم هایی هستند که با استفاده از منومرهای دی اکسی نوکلئوزیدتری فسفات و با الگو قرار دادن رشته اصلی ساخت زنجیره پلی نوکلئوتیدی را تسریع می کنند. ساخت DNA معمولاً از جهت ۵' بطرف ۳' است. DNA پلی مرز برخلاف RNA پلی مرز نیاز به قطعه DNA کوچک یا پرایمر برای چسبیدن به توالی مکمل دارد.



Taq DNA polymerase

DNA پلی مرز Taq

حسن این نوع DNA پلی مرز مقاوم بودن آنها در درجه حرارت بالا (۹۰-۵۹ درجه سانتیگراد) است. علاوه بر این آنزیم Taq می تواند قطعات DNA به طول ۱۰ هزار جفت را تکثیر کند. استفاده از DNA پلیمرز مقاوم به حرارت حاصل از باکتری ترموس آکوآتیکوس که منشاء چشمه آب گرم پارک ملی یلواستون می باشد باعث ساده و خودکار شدن واکنش می شود. پلی مرزهای مقاوم در برابر حرارت موجب شده اند که بسط اختصاصی فرآورده PCR به خاطر اتصال و بسط آغازگر در دمای بالا افزایش یابد. دمای مناسب برای فعالیت این آنزیم با توجه به الگوی DNA، برابر ۸۰-۷۵ درجه سانتیگراد است. در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد بیش از ۶۵ نوکلئوتید در ثانیه پلی مرز می شود. غلظت توصیه شده برای Taq پلی مرز بین ۱-۲/۵ واحد در صد میکرو لیتر واکنش توصیه شده است. در صورتی که غلظت آنزیم بسیار بالا باشد، فرآورده های زمینه ای غیراختصاصی افزایش می یابد و پایین بودن بیش از حد غلظت نیز باعث کم شدن فرآورده های مورد نظر می شود. برای تکثیر DNA ژنومی یک غلظت بهینه از Taq معمولاً حدود ۴-۱ واحد درصد میکرو لیتر واکنش توصیه می شود.

بافر PCR

بافرهای متعددی جهت PCR قابل دسترسی است. معمول ترین بافر مورد استفاده برای Taq است که به شکل 10X ارائه می گردد:

100mM Tris-HCl, PH=8.3

500 mM KCl

15 mM MgCl₂

0.1% (W/V) gelatin

اجزای بافر مورد استفاده در مورد سایر پلی مرزهای مقاوم به حرارت متفاوت است. مع ذلک اکثر تولید کنندگان، بافر 10X را همراه با آنزیم مربوطه ارائه می دهند.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

MgCl₂

غلظت نهایی MgCl₂ در مخلوط واکنش می تواند متغیر باشد. معمولاً این میزان ۰/۵-۵mM (متناسب با نوع کار) است. یون Mg²⁺ قادر است:

- با dNTPs کمپلکسی محلول تشکیل دهد که برای داخل کردن dNTP در واکنش ضروری است.
 - فعالیت پلی مرازی آنزیم Taq DNA pol را تحریک می کند.
 - دمای ذوب (T_m) DNA و واکنش متقابل پرایمر/الگو را افزایش می دهد.
- غلظت MgCl₂ دارای اثرات جدی بر ویژگی و محصول PCR می باشد. غلظت ۱-۱/۵mM از MgCl₂ معمولاً غلظتی بهینه است اما در برخی موارد، مقادیر متفاوت Mg²⁺ ممکن است مورد نیاز باشد. به طور معمول، مقدار کم MgCl₂ منجر به محصول کم و Mg²⁺ اضافی منجر به جمع شدن محصول غیر اختصاصی می گردد.

اختصاصی بودن واکنش

آنزیم مناسب و کنترل عواملی از جمله غلظت آنزیم، غلظت قطعات آغازگر، همانندسازی درجه حرارت دقیق و زمان نگهداری محیط عمل در یک درجه حرارت معین و تعداد چرخه در هر آزمایش همه در اختصاصی بودن واکنش اثر می گذارند. به طور کلی عواملی که در کارایی PCR ایفای نقش می کنند عبارتند از:

غلظت MgCl₂، کیفیت و کمیت DNA الگو، بافر PCR، غلظت dNTP، افزایشدهنده های PCR، بازدارنده های PCR، Hot Start PCR، Nested PCR، تعداد سیکل PCR و دمای اتصال پرایمر.

آلودگی های PCR

در آزمایش PCR باید از تکثیر آلوده کننده هایی مانند DNA های تکثیر شده در آزمایش های قبل جلوگیری به عمل آید. منابع زیادی برای آلودگی PCR وجود دارد که در زیر آمده است.

دستگاه الکتروفورز، لوله های ساتریفوز، وارد کردن نوک سمپلر به ژل، ترموسایکلر، بلوک های حرارتی، روش های جمع آوری نمونه، آب یا سیستم خنک کننده، محیط آزمایشگاه، پرسنل آزمایشگاه و دستگاه هموژنیزه کننده بافت.

برای جلوگیری از آلودگی PCR آزمایشات باید در هود ویژه یا حداقل قسمتی از آزمایشگاه که صرفاً به این کار اختصاص داده شده قرار گیرد. تجهیزات و محلول هایی که مرتب در PCR کاربرد دارد باید تحت نگهداری ویژه باشد. هر ماده که قابل اتوکلاو کردن است باید استریل شود و از دستکش در تمام مراحل PCR استفاده کرد و همچنین عینک و روپوش آزمایشگاهی نیز لازم است. محلول هایی مانند بافر و dNTP باید در سیستم های بسته نگهداری شود و برای جلوگیری از آلودگی محلول پایه را باید به چند قسمت تقسیم نمود. در ذیل بعضی از روش ها که مانع آلودگی می شود ذکر شده است.

- اوراسیل - ان - گلیلیوزیلاز (این آنزیم محصولات قبلی PCR را از بین می برد)

- اشعه ماوراء بنفش

- تیمار آنزیمی

- مدت زمان واسرشت شدن

- درجه حرارت واسرشت شدن

- تعداد چرخه

- استفاده از dUTP به جای dTTP

مشکل PCR و راه حل آن

PCR علاوه بر تمام مزیت هایش، مشکلات مخصوص به خود را دارد؛ یکی از این مشکلات، مسأله آلودگی است. به دلیل حساسیت فوق العاده و قدرت تکثیر زیاد PCR، هر قطعه DNA خارجی که وارد محیط PCR شود، مورد تکثیر قرار گرفته و نتایج عجیب و دور از واقعیتی ممکن است به وجود آید. حساسیت این روش ایجاب می کند که مراقبت شدیدی اعمال گردد تا به این وسیله از تکثیر آلوده کننده‌هایی مانند DNAهای تکثیر شده از آزمایش های قبل جلوگیری به عمل آید. گاهی نیز باقی مانده قطعات DNA حاصل از تکثیر DNAهای قبلی باعث آلودگی PCR می‌شود که در این مورد شستشوی زیاد و دقیق مشکل گشا است. ولی با تمام نکات گفته شده فوق برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی در PCR، همواره باید کنترل های مثبت و منفی در هر سری از آزمایش ها وجود داشته باشند. همین طور قراردادن سمپلرها در جایی مطمئن، استفاده از سرپیپت‌های فیلتردار و تقسیم محلول ها و مواد به مقادیر کوچکتر، اقداماتی مفید در این جهت است. در یک آزمایشگاه PCR، رعایت نکات ویژه این آزمایشگاه بسیار مهم است زیرا در صورتی که آلودگی در سیستم PCR ایجاد شود حذف آن بسیار دشوار، پرهزینه و وقت گیر خواهد بود.

یکی از منابع آلودگی اصلی در آزمایشگاه PCR مربوط به محصول PCR است که از طریق تانک الکتروفورز و دستگاه UV به نقاط دیگر آزمایشگاه منتقل می‌شود. پس از انجام الکتروفورز، بافر موجود در تانک الکتروفورز یک منبع بسیار قوی آلودگی است و چنان چه قطره کوچکی از آن در محیط آزمایشگاه یا اطراف تانک بریزد و خشک شود ذرات آئروسول حاصل از آن تا مدت ها باعث آلودگی فضای آزمایشگاه و مثبت شدن واکنش های PCR خواهد شد. این مساله معمولاً هنگامی اتفاق می‌افتد که ژل آگاروز از تانک الکتروفورز به دستگاه UV منتقل می‌شود. بنابراین، این دو دستگاه باید در حداقل فاصله از یک دیگر و ترجیحاً در کنار یک دیگر و در فضای ویژه‌ای که دارای لامپ UV و هواکش است، باشند و رفت و آمد در این فضا با تعویض کفش ها و روپوش صورت گیرد.

هر محصول واکنش چند میکرولیتری PCR می تواند استخری با ۱۵۰۰۰ گالن آب را آلوده نماید. این مقدار در روش Nested PCR به ۳۰۰۰۰ گالن می‌رسد. بدین معنی که پنج میکرولیتر از این حجم آب می تواند در PCR جواب مثبت کاذب ایجاد نماید. بنابراین واضح است که برای جلوگیری از بروز نتایج مثبت کاذب و آلوده شدن سیستم PCR باید اقدامات قاطع و دقیقی انجام پذیرد. مواردی از اقدامات اولیه مورد نیاز عبارتند از:

در هنگام آزمایش نمونه‌ها از دستکش های یکبار مصرف استفاده شود و این دستکش ها پس از هر مرحله تعویض گردد نمونه‌های کلینیکی و نمونه‌های DNA استخراج شده در فریزر جداً از محل نگهداری کیت ها و مواد مربوط به PCR نگهداری شود.

دمای آزمایشگاه باید ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد باشد و دمای فریزر و یخچال با نصب جدول ثبت دما کنترل گردد. فضای مورد نیاز برای آزمایشگاه PCR شامل سه فضای کاملاً مجزا است که باید توسط موانع فیزیکی از یکدیگر جدا باشند و ورود و خروج به هر یک از این فضاها با تعویض کفش ها و روپوش انجام گیرد. این فضاها و تجهیزات مورد نیاز آن ها عبارتند از:

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

۱) فضا جهت کار با نمونه‌های کلینیکی و استخراج DNA و RNA که دارای لامپ UV و هود لامینار باشد، این فضا بایستی کاملاً جدا از فضای آماده سازی واکنش های PCR و الکتروفورز باشد. لامپ UV دو ساعت قبل از شروع کار و دو ساعت بعد از آن روشن شود.

۲) تجهیزات اولیه مورد نیاز این مکان عبارتند از:

سمپلرهای مخصوص این فضا از حجم ۵ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر، میکروپیوژ ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه، Vortex، تیوبها و رک مناسب، سمپلرهای مخصوص این فضا از حجم ۱ تا ۱۰۰۰ میکرولیتر، فریزر 20°C - و یخچال 2°C -۸.

۳) مکان مناسب برای استقرار UV transilluminator و دستگاه PCR و تانک الکتروفورز که واجد لامپ UV و هواکش باشد. این فضا باید کاملاً جدا از دو فضای قبلی باشد و ورود و خروج به آن باید با تعویض کفش ها و روپوش انجام گیرد. پس از استفاده از محصولات PCR، تیوب های مربوط به آن ها در سطل مخصوص که ارتباطی با فضاهای دیگر آزمایشگاه نداشته باشد دور ریخته شود. لامپ UV دو ساعت قبل از شروع کار و دو ساعت بعد از آن روشن شود.

کاربردهای PCR:

در ابتدای کشف روش PCR شاید فهم این که چرا PCR روش بسیار مفیدی است مشکل بود، اما امروزه با توجه به کاربردهای بسیار زیادی که در عرصه های مختلف علوم بیولوژی سلولی- مولکولی پیدا کرده است، این روش جزء تفکیک ناپذیری از این علوم شده است. در این بخش ما به ذکر برخی کاربردهای PCR خواهیم پرداخت.

به طور کلی موارد استفاده از PCR به شرح زیر می باشد:

۱. تهیه نسخه‌های متعدد از یک ژن مورد نظر: گاهی برای مطالعات بیولوژی مولکولی لازم است که یک ژن با نسخه‌های نسبتاً زیاد در دسترس باشد. بدین منظور می‌توان با استفاده از روش PCR ژن مورد نظر را در مقایسه با بقیه ژن‌ها تکثیر نمود.
۲. بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن: با استفاده از این روش می‌توان تشخیص داد که آیا یک ژن در یک سلول حضور دارد یا نه. گاهی نیز از این مطالعات برای بررسی وجود ژن های مختلف باکتری‌ها یا ویروس‌ها در بدن افراد استفاده می‌کنند.
۳. تشخیص بیماری‌های قبل از تولد: با استفاده از PCR و به کار گرفتن پرایمرهای مربوط به یک ژن بیمار و پرایمرهای مربوط به ژن سالم آلل آن می‌توان از تولد کودکان دارای بیماری‌های ژنتیکی جلوگیری کرد. برای این کار بعد از لقاح تخمک در آزمایشگاه، بعد از رسیدن تخمک به حالت ۱۰ سلولی، یک سلول را جدا کرده و با استفاده از پرایمرها از ژن مورد نظر PCR صورت می‌گیرد، اگر بعد از PCR منحصراً ژن سالم تکثیر پیدا کرد، این مفهوم هموزیگوت بودن سلول‌های جنینی و سالم بودن آن هاست.
۴. تعیین جنسیت جنین: معمولاً چند تخمک با چند اسپرم در آزمایشگاه لقاح می‌یابند و سپس اجازه تکثیر به سلول تخم داده و با رسیدن تخم به مرحله ده سلولی، یکی از سلول‌ها را جدا کرده و به وسیله پرایمرهای ویژه مربوط به کروموزوم Y مورد PCR قرار می‌گیرد. کروموزوم Y منحصراً در سلول‌های نر دیده می‌شود. اگر قطعه تولید نشده در PCR به وسیله الکتروفورز و به طور دقیق‌تر توسط ساترن بلاتینگ تشخیص داده شد، جنین از نوع پسر و در غیر این صورت دارای کروموزوم‌های XX خواهد بود.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

۵. **تشخیص بیماری‌ها:** کشت میکروب‌ها که جهت تشخیص بیماری‌های عفونی در اکثر آزمایشگاه‌ها به کار می‌رود. اولاً زمان‌بر بوده و ثانیاً باعث افزایش تعداد میکروب‌های بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا در شرایط آزمایشگاهی می‌گردد. امروزه در برخی آزمایشگاه‌ها روش PCR جایگزین روش‌های کشت شده است. یعنی قطعه‌ای از ژن مربوط به میکروب بیماری‌زا مورد شناسایی قرار گرفته و پرایمرهای مربوط تولید می‌شوند، با استفاده از این پرایمرها می‌توان تشخیص داد که آیا ویروس ایدز در داخل بدن وجود دارد یا نه.
- از روش PCR می‌توان جهت تشخیص سریع موتاسیون‌های ایجاد شده در بیماری‌های ژنتیکی بهره برد. به طور مثال تکثیر DNA ویروسی در نمونه‌های انسان باعث می‌شود بیماری‌روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها قبل از شروع علائم بالینی تشخیص داده شود و البته می‌دانیم که درمان بسیاری از بیماری‌ها، خصوصاً سرطان‌های ویروسی غالباً در مراحل ابتدایی شروع بیماری موفقیت‌آمیزتر خواهد بود.
۶. **مطالعه مقادیر اندک DNA: PCR** توانایی اثبات شده‌ای برای استفاده از یک مولکول DNA به عنوان الگو در واکنش‌های تکثیری دارد. از این حساسیت حیرت‌انگیز می‌توان در بررسی‌های جنایی و دیرینه‌شناسی که مقدار DNA بسیار ناچیز است، استفاده نمود.
۷. **تکثیر PCR: RNA** تنها به تکثیر DNA الگو محدود نمی‌شود. مولکول‌های RNA هم اگر در ابتدا با آنزیم نسخه برداری معکوس (Reverse Transcriptase) به یک cDNA (complementary DNA) تک رشته‌ای تبدیل شود، قابل تکثیرند. پس از این مرحله، پرایمرهای PCR و پلی‌مراز Taq اضافه می‌شوند و آزمایش دقیقاً همانند روش استاندارد ادامه می‌یابد.
- یکی از موارد استفاده از روش بالا که RT-PCR (Reverse-Transcriptase-PCR) خوانده می‌شود اندازه‌گیری مقادیر نسبی mRNA در بافت‌های مختلف یا در یک بافت در زمان‌های متفاوت است. مقدار mRNA در یک سلول عمدتاً بازتابی از فعالیت ژن والد است، بنابراین اندازه‌گیری مقدار mRNA تغییرات بیان ژن را در سلول نشان می‌دهد.
۸. **مقایسه ژنوم‌های مختلف:** اگر پرایمرهایی که در PCR به کار می‌رود خیلی کوتاه باشند، مخلوطی از قطعات تکثیر شده به دست می‌آید. ممکن است به نظر آید که در هر صورت باید از این وضعیت جلوگیری کرد ولی به هر حال تکثیر تصادفی با پرایمرهای کوتاه یک روش مفید در فیلوژنی (Phylogeny)، علم تحقیق درباره تاریخ تکامل و خطوط اجدادی گونه‌ها و سایر موجودات، می‌باشد. نکته مهم این‌که فرم باندها که بعد از الکتروفورز محصولات PCR با پرایمرهای تصادفی دیده می‌شوند، بازتاب ساختمان کلی DNA است که به عنوان الگو به کار رفته است. اگر ماده اولیه، کل DNA سلول باشد، مدل باندها نشان‌دهنده ساختار ژنوم سلول است. تفاوت‌های بین ژنوم دو ارگانیسم را (اگر مربوط به یک گونه یا دو گونه متفاوت باشند) می‌توان با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای تصادفی تعیین کرد.
۹. **در شناسایی عوامل عفونی (مانند شناسایی ویروس هپاتیت C) و تشخیص سریع و تأییدی عوامل عفونی:** یکی از مشکلات قابل توجه در زمینه انتقال خون و فرآورده‌های خونی، خطر انتقال عوامل عفونی همچون ویروس هپاتیت B و C و ویروس لوسمی سلول‌های T انسان (HTLV) و HIV می‌باشد.
- از راهکارهای قابل توجهی که تاکنون برای رفع این مشکل ارائه شده و به کاهش میزان انتقال این عوامل عفونی کمک کرده است، می‌توان به طراحی آزمایش‌های سرولوژیکی حساس برای غربالگری آنتی‌ژن سطحی ویروس

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

هپاتیت بی (HBs Ag) و آنتی‌بادی‌های تولید شده HTLV و HIV و HCV اشاره کرد. اما با این حال باز مواردی از ابتلای افراد به این عوامل گزارش شده است که از جمله علل آن می‌توان به تغییرات آنتی ژنیک ویروس، آلودگی با سروتیپ‌های مختلف ویروسی، ناقلا ن خاموش از نظر ایمونولوژی یا ناقلین پنهان و یا نبود آنتی‌بادی در مراحل اولیه بیماری اشاره نمود.

در دهه اخیر به منظور رفع این مشکل، روش‌های مبتنی بر اسیدنوکلئیک (NAT (Nucleic Acid Testing برای شناسایی نوکلئیک اسید ویروس‌ها (DNA یا RNA) توسعه یافته‌است. از مزایای NAT می‌توان به بررسی مستقیم و اختصاصیت بسیار زیاد آن برای ژنوم یک عامل عفونی و تعیین میزان بارگیری ویروس در خون، نسبت به روش‌های سرولوژیک و یا روش‌های جداسازی ویروس (به منظور شناسایی آن عامل عفونی) اشاره نمود. با توجه به کارایی بالای NAT برای غربالگری خون‌های اهدایی با این حال استفاده از آن در مقیاس وسیع به صورت محدود بوده که از دلایل آن به هزینه زیاد و وقتگیر بودن این روش است.

به عنوان مثال ۶۳ نمونه سرمی بیماران مشکوک به هپاتیت B مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان بقیه ا. (عج) برای تشخیص دقیق ابتلا به این ویروس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی ایمونولوژیک HBsAg از روش کمی لومینسانس ایمونواسی (Chemiluminescence Immuno Assay) و برای تشخیص مولکولی یا NAT از روش واکنش زنجیره ای پلیمرز PCR استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که با روش PCR تمامی ۶۳ نمونه (۱۰۰ درصد) نتایج مثبت داشتند در حالیکه با روش سنجش ایمونولوژیکی ۵۷ مورد (۹۰/۵ درصد) مثبت و ۶ مورد (۹/۵ درصد) منفی بودند که در صورت عدم تشخیص سریع این گونه بیماران سیر پیشرفت بیماری برای شخص بیمار و جامعه خطر ساز می‌باشد. لذا می‌توان گفت در برخی موارد حساسیت روش‌های ایمونولوژیکی کمتر از روش مولکولی PCR می‌باشد.

۱۰. در بررسی مقاومت‌های دارویی عوامل عفونی

۱۱. در مولکولار تایپینگ عوامل عفونی

انواع PCR:

۱. Hot start PCR

- عبارت است از جدا کردن یک یا چند ترکیب مهم PCR (ترجیحاً آنزیم پلیمراز)، به طوری که بلافاصله بعد از دناتوراسیون DNA هدف به واکنش اضافه می شوند (استفاده از PCR gem و آنتی بادی آنزیم پلیمراز)
- Hot start به کمک آنتی بادی: مونوکلونال آنتی بادی ضد آنزیم پلیمراز را به واکنش اضافه می کنند. در نتیجه فعالیت پلیمرازی آنزیم را مهار می کند. هنگامی که دمای واکنش به ۹۴ درجه می رسد آنتی بادی دناتور می شود و دوباره پلیمراز فعال می شود.
 - Hot start به کمک Ampliwax: به دیواره لوله های مخصوص این کار به نوعی واکنش داده شده است که بعد از کمی گرم کردن ذوب شده و روی واکنش را می پوشاند. آنزیم پلیمراز را روی واکنش قرار می دهند. در دمای ۹۴ درجه این واکنش بخار می شود و آنزیم پلیمراز با واکنش تماس پیدا می کند.

۲. Touch down PCR

در این روش دمای آنیلینگ از دمای بالاتر از T_m به ندرت کاهش می یابد و موجب کاهش محصول کاذب و پرایمر دایمر می شود.

۳. Nested PCR

در PCR تک سلولی برای به دست آوردن محصولات قابل تشخیص از توالی های منحصر به فرد با استفاده از یک سیستم تشخیصی بر مبنای اتیدیوم برآید، حدود ۵۰ تا ۶۰ چرخه مورد نیاز است. به دلیل آنکه آنزیم Taq پلیمراز تقریباً پس از ۴۰ چرخه اشتباهاتی را به درون محصول PCR وارد می کند، پس از چنین تعداد چرخه بالا که برای PCR تک سلولی مورد نیاز است، محصولات غیر اختصاصی ایجاد می شود. این مشکل باعث ایجاد روش Nested PCR یا PCR آشیانه ای شد. در این روش به منظور ارتقای ویژگی و حساسیت از دو جفت پرایمر و دو مرحله PCR پشت سر هم استفاده می شود. مرحله اول PCR محصولاتی تولید می کند که در برگیرنده محل جهش هستند اما میزان آن ها به اندازه ای که قابل رویت باشد نیست. محصولات به دست آمده از واکنش اول به یک لوله جدید منتقل شده و با استفاده از یک سری جدید پرایمر به منظور رسیدن به یک میزان قابل تشخیص تکثیر می شوند. پرایمرهای مرحله دوم نسبت به مرحله اول درونی تر هستند اما همچنان در برگیرنده محل جهش می باشند. این راه حل علاوه بر اینکه اختصاصیت محصول PCR را افزایش می دهد، خطر آلودگی با محصولات PCR قبلی را نیز کاهش می دهد. از معایب این روش باقی ماندن در هر دو مرحله اول و دوم است. همچنین در مواقعی که DNA هدف در نمونه مورد آزمایش کم باشد برای جلوگیری از بالابردن مقدار DNA و مهار واکنش از این روش استفاده می شود.

مزایای این روش تغییر یافته PCR عبارت است از:


نیاز به پروب (کاوشگر) و تأییدهای بعدی کمتر است.

حساسیت در این روش به میزان زیادی بالاتر است.

به دلیل انتقال محصول PCR دور اول به لوله جدید، ممانعت کننده‌ها رقیق می شود.

این روش در تعیین جنسیت جنین در سه ماهه اول بارداری استفاده شده و از این طریق توانسته‌اند بیماری‌های وابسته به جنس را تعیین کرده و از تولد کودکان بیمار جلوگیری کنند.

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک مولکولی



Nested PCR

۴. Long distance PCR

با این روش قطعات بیش از 20 kb همانند سازی می شوند. برای انجام این نوع PCR باید DNA ژنومی از کیفیت بالایی برخوردار باشد و پرایمرها به دقت طراحی شوند. برای اینکار از klon taq استفاده می شود. این آنزیم نسخه ای از DNA poly است که قسمت N ترمینال آن حذف شده است و با pfu poly به نسبت ۱۸۰ به ۱ مخلوط می شود و فاقد خاصیت ۵' اگزو نوکلئازی است.


۵. Multiplex-PCR

در این روش از چندین جفت پرایمر اختصاصی برای هدف های مختلف استفاده می شود. با استفاده از پرایمرهای مختلف می توان چندین جایگاه را به طور همزمان در یک واکنش منفرد تقویت کرد. هر PCR چندگانه تنها به بهینه سازی مجموعه پرایمرهای دخیل نیاز دارد و تاکنون حداکثر تعداد توالی هایی که به صورت همزمان از یک سلول تقویت شده اند (چه به صورت تشخیص با اتیدیوم برماید و چه با روش PCR فلورسنت) تا ۷ جایگاه بوده است. از کاربردهای این روش می تواند شامل موارد زیر باشد:

- ۱- بخش های بزرگی از یک DNA (هدف)، جهت جست و جوی تغییرات می تواند بررسی شود. برای مثال کشف نقص ها در بیماری دیستروفی عضلانی دوشن یا کشف بخش های مختلف IS6110 و IS986 در مایکروباکتریوم توپر کلوزیس عامل بیماری سل.
- ۲- بخش های غیرمربوط به هم در ژنوم هدف می تواند مورد آزمایش واقع شود.
- ۳- می توان از طریق این روش با پرایمرهای مختلف به جست و جوی عوامل مختلف پرداخت، مانند شناسایی عوامل شایع مننژیت. این روش بیشتر برای شناسایی جایگاه هایی از ژن ها به کار می رود که انواع زیادی از جهش در آن ها به وقوع می پیوندد.

این روش به PCR نسخه‌برداری معکوس نیز معروف است که ماده اولیه در آن RNA است. اولین مرحله در این روش تبدیل RNA به DNA (DNAی که مکمل توالی‌های mRNA است) توسط آنزیم نسخه‌بردار معکوس می‌باشد (Reverse Transcriptase). برخی از موجودات مانند برخی از ویروس‌های RNA دار، ژنومشان تنها از RNA ساخته شده است. بعضی از ویروس‌ها مانند ویروس هپاتیت B هرگز به شکل DNA مابین در اثر آنزیم نسخه‌بردار معکوس در نمی‌آید. آنزیم نسخه‌بردار معکوس (RT) در این روش از "Avian Myeloblastosis Virus (AMV)" و "MMLV (Moloney Murine Leukemia Virus)" به دست آمد.

کاربرد این آنزیم به دلیل آن‌که آنزیم به حرارت حساس بود در ابتدا پایین بود ولی با کشف باکتری به نام "ترموس ترموفیلوس" یک DNA پلیمر از مقاوم به نام Tth بهبود یافت که در حضور یون Mn^{2+} دارای فعالیت نسخه‌برداری معکوس است و در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد توسط این آنزیم از روی RNA، DNA ساخته می‌شود و سپس Mn^{2+} اضافی توسط اتیلن گلیکول تتراسنتیک اسید (EDTA) حذف می‌شود و سپس این آنزیم از DNAی که خود ساخته استفاده و آن را تکثیر می‌کند.



RT-PCR


۷. ARMS-PCR

این روش تکثیری قدرتمند برای مشخص کردن جهش‌های نقطه‌ای است. در این روش از پرایمرهای جهش یافته و طبیعی در دو میکروتیوب جداگانه استفاده می‌شود. اگر عمل پلیمریزاسیون در لوله حاوی پرایمر طبیعی انجام شود، نشان‌دهنده نبود جهش نقطه‌ای در باز مورد نظر است و اگر عمل پلیمریزاسیون در لوله حاوی پرایمر جهش یافته انجام شود، نشان‌دهنده حضور جهش نقطه‌ای در باز مورد نظر است. نام‌های دیگر این روش عبارتند از MAMA-PCR مخفف

Competitive Mismatch Amplification Mutation Assay و COP-PCR مخفف


Oligonucleotide Priming. از این روش می‌توان در تشخیص موتاسیون‌های مولد مقاومت دارویی در باکتری‌ها استفاده کرد.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی




(Random Amplified Polymorphic DNA) RAPD –PCR

این نوع PCR با پرایمرهایی به نام RAPD یا پرایمرهای اختیاری انجام می‌گردد. پرایمرهای ۱۰ جفت بازی با توالی تصادفی طراحی می‌شوند و در PCR مورد استفاده قرار می‌گیرند. توالی و اندازه باند مشخص نیست. این پرایمرها پلی مرفیسم در موجودات و گیاهان را بدون شناخت توالی نوکلئوتیدی ردیابی می‌کنند.



۹. Real-Time PCR

به علت ورود نسل جدیدی از ترموسایکلرها با سیستم فلورومتری که اجازه پایش پیوسته خاصیت فلورسانس محصول PCR در زمان جمع شدن را می‌دهد، این روش ابداع شد. در این روش از کاوشگرها یا پروب‌های هیبریداسیون نشان‌دار شده با رنگ‌های فلورسانس در انتهای ۵' یا ۳' استفاده می‌شود. که امکان پایش پیوسته محصول PCR را بدون جداسازی آن‌ها در روش‌های الکتروفورز در ژل آگاروز یا ژل پلی آکریل آمید می‌دهد. این سیستم در سال ۱۹۹۲ کشف شد. این روش به دلیل کاهش زمان چرخه های PCR، حذف مرحله Post-PCR و کاربرد نشانگرهای فلوروزنیک و روش‌های حساس آشکارسازی تابش آن‌ها باعث افزایش سرعت این سیستم نسبت به سیستم PCR معمولی شده است. سازندگان و کاربران این روش سعی می‌کنند محصول PCR کوچک‌تر طراحی کنند تا سرعت افزایش یابد اما تجربه نشان داده که کاهش اندازه محصول لزوماً بازده PCR را بهینه نمی‌کند. البته این روش دارای معایبی نیز هست از جمله می‌توان به عدم ناتوانی در مشخص کردن اندازه محصول بدون باز کردن سیستم و ناسازگار بودن برخی پلت فرم‌ها با شیمی برخی رنگ‌های فلوروزنیک اشاره کرد. برای شناسایی بسیاری از ویروس‌های عامل بیماری‌های انسان از این روش استفاده شده است.



Real-time PCR

بایدها و نبایدها در PCR

- ۱- هنگام تهیه واکنش نمونه کنترل مثبت را آخر کار تهیه کنید.
- ۲- مراحل pre-PCR و Post-PCR جدا از هم انجام گیرد.
- ۳- برای استفاده از هر ماده از نوک سمپلر جدا گانه استفاده کنید.
- ۴- مواد ذخیره آزمایشگاه را تقسیم کرده و فریز کنید و هر چند وقت صحت آن‌ها را کنترل کنید.
- ۵- هنگام استفاده هرلوله را spin کنید تا موادی که به اطراف یا درب میکروتیوب چسبیده اند در پایین جمع شوند.

انجام آزمایش PCR:

در این جا نمونه ای از محاسبه مقادیر لازم برای یک PCR معمولی آورده شده است. توجه داشته باشید که این مقادیر ممکن است در PCRهای مختلف جهت بهینه سازی PCR در یک دامنه مشخص تغییر کند.

Material	Final concentration	Volume (1X)	Volume (4.1X)	Samples
10X buffer	1X	2	8.2	1.Negative control
dNTP (10mM)	200 μ M	0.4	1.6	2.Positive control
MgCl ₂ (50mM)	1.5mM	0.6	2.5	3. Salting out
Primer F (10 ⁴ nM)	250nM	0.5	2	DNA
Primer R (10 ⁴ nM)	250nM	0.5	2	4.Kit DNA
Taq DNA polymerase (5U/ μ L)	1U	0.2	0.8	
ddH ₂ O	-	13.8	56.6	
DNA or cDNA	50- 200 ng	2	-	
Total volume of reaction	-	20	-	

*: 0.2X اضافه برای کاهش خطای sampling محاسبه می گردد.

و طبق شرایط دمایی زیر در دستگاه PCR قرار می دهیم.

95°C → 5'
 94°C → 30"
 54°C → 30"
 72°C → 30"
 72°C → 5'

} 35 cycle

بعد از اتمام واکنش بالا، جهت بررسی نمونه‌ها را بر روی ژل آگاروز ۲٪ حاوی اتیدیوم بروماید الکتروفورز می نماییم.

آشکار سازی و تجزیه و تحلیل محصول PCR

محصول PCR یا Amplicon شامل قطعه ای از DNA میان دو پرایمر و تکثیر شده توسط پرایمر جلویی و عقبی است و دارای طول مشخصی است. به طور معمول سه نوع اطلاعات از تجزیه و تحلیل فرآورده های PCR به دست می آید.


۱- آشکار ساختن توالی DNA الگو و تغییرات آن

۲- مقدار محصول تکثیر شده که مؤید مقادیر مطلق یا نسبی DNA یا RNA الگوی اولیه است.

۳- تجزیه و تحلیل توالی، به وسیله تعیین توالی مستقیم محصول یا هیبریداسیون با پروبها (Probes). محصول PCR به طور معمول کوچکتر از ۱۰kb است. روش معمول جهت مشخص کردن و دیدن محصول PCR، الکتروفورز آن بر روی ژل آگاروز و رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید یا ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره می باشد. اتیدیوم بروماید یک رنگ فلوروسنس است و توانایی ورود در DNA دو رشته ای را دارد. بعد از رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید، ژل بر روی دستگاه ترانس لومینیتور قرار داده می شود و باندهای DNA با تابش نور UV به آن آشکار می گردد. می توان از ژل عکس گرفت. در ژل نشانگر اندازه (DNA size marker) و همین طور کنترل مثبت و منفی PCR نیز الکتروفورز می گردد تا بتوان هم اندازه دقیق محصول و هم صحت انجام آزمایش را اثبات نمود.

جهت دیدن محصول PCR در ژل باید از آگاروزهای استاندارد (DNA-grade) استفاده نمود. با این حال، ژل آگارز با قدرت تفکیک بالا توانایی جداسازی و مشاهده قطعات ۱۰bp-۲kbp را دارند و جهت تفکیک بیشتر محصولات کوچک PCR، می توان از آن ها استفاده نمود. برای محصولات کوچک از نظر اندازه، یا تفکیک بین محصولات کوچک و نزدیک از لحاظ اندازه، از ژل پلی آکریل آمید استفاده می شود.

۵) الکتروفورز



تعریف:

الکتروفورز به عنوان روش اصلی در جداسازی و مشاهده مستقیم قطعه‌های اسید نوکلئیک به کار گرفته می‌شود. اساس این روش بر این واقعیت بنا شده است که در pH خنثی اسیدهای نوکلئیک ترکیباتی پلی آنیونی بوده، چرا که حاوی تعداد زیادی گروه فسفات با بار منفی در اسکلت قند-فسفات می‌باشند.

این بدان معنی است که اگر در یک میدان الکتریکی قرار بگیرند به سمت قطب مثبت حرکت می‌کنند. دو نوع ژل برای الکتروفورز به کار می‌رود که هر کدام بر میزان جدا کردن قطعه‌ها تأثیری عمده دارد. درجه جدا شدن قطعه‌ها به میزان خلل و فرج ژل نیز بستگی دارد. دو نوع ژل رایج عبارتند از: آگاروز و پلی آکریل آمید. آگاروز از جلبک‌های دریایی استخراج می‌شود که به صورت پودر خشک تجاری قابل تهیه است. این ژل را در بافر مناسب تهیه کرده و به وسیله گرما ذوب می‌کنند. آگاروز پس از سرد شدن، جامد می‌شود. ژل پلی آکریل آمید عموماً برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک کوچک به کار برده می‌شود، زیرا خلل و فرج آن کوچکتر از آگاروز است.


الکتروفورز با قرار دادن نمونه روی ژل و ایجاد اختلاف پتانسیل در طول ژل انجام می‌گیرد. سرعت حرکت قطعات سبکتر نسبت به قطعات سنگین‌تر بیشتر بوده و به همین دلیل قطعات مختلف DNA از هم جدا شده و نوارهای مختلفی را تشکیل می‌دهند. پس از جوشاندن آگاروز در بافر TAE(1X) فرصت داده می‌شود تا دمای ژل به ۵۵ درجه سانتیگراد برسد، سپس اتیدیوم بروماید با غلظت 0.1mg/ml به آن افزوده می‌شود و در سینی مخصوص ژل که در آن شانه مربوطه نیز تعبیه شده است، ریخته می‌شود. پس از ۱۰-۱۵ دقیقه که ژل بسته شد شانه را از آن خارج نموده و ژل را داخل تانکی می‌گذاریم که درون آن از بافر TAE(1X) (بافری که با آن ژل درست می‌کنیم) پر شده است. بافر تا اندازه‌ای است که روی سطح ژل را بپوشاند. نمونه‌ها را با استفاده از بافر سنگین کننده (loading buffer) در ژل بارگیری می‌نماییم و جریان برق برقرار می‌شود. حرکت DNA از قطب منفی به قطب مثبت می‌باشد. ولتاژ مناسب بین ۵-۱۰ ولت به ازای هر سانتیمتر از طول ژل می‌باشد. پس از اینکه رنگ برموفل بلو به اندازه کافی مهاجرت کرد تأمین کننده برق (power supply) خاموش می‌شود و ژل بر روی دستگاه ترانس لومیناتور یا Gel doc بررسی می‌شود. از آنجا که اتیدیوم بروماید یک ماده فلورسنت است محل DNA را روی ژل مشخص می‌کند.

لازم به ذکر است که برای الکتروفورز از همان بافری استفاده شود که در ساختن ژل از آن استفاده شده است. در الکتروفورز علاوه بر بافر TAE (Tris-Acetate-EDTA)، از بافر TBE (Tris-Borate-EDTA) نیز استفاده می‌شود.


آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی



دستگاه power supply.
جهت تامین جریان الکتریکی



تانک الکتروفورز عمودی.
بیشتر برای ژل آکریل آمید استفاده می‌شود




تانک الکتروفورز افقی.
برای ژل آگارز استفاده می‌شود


تهیه ژل آگارز ۲٪:

- ۰/۴gr از پودر آگارز را وزن می‌کنیم و به مقدار ۲۰ میلی لیتر TAE 1X یا TBE 1X در ارلن اضافه می‌کنیم.
 - درب ارلن را با آلومینیوم فویل بسته و ارلن را بر روی حرارت قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا آگارز در بافر حل شده و محلول یکنواختی بدست آید.
 - ارلن را از روی حرارت برداشته و صبر می‌کنیم تا به دمای ۵۵ درجه سانتیگراد برسد.
 - ۱/۵μL اتیدیوم برمایید با غلظت 10 μg/mL اضافه نموده و مخلوط کرده داخل سینی ژل آماده که شانه در آن قرار گرفته است می‌ریزیم و حباب‌ها را خارج می‌کنیم. بعد از اینکه ژل بست، نمونه‌ها را بارگذاری می‌نماییم. پس از اینکه رنگ برموفنل بلو حدود ۳/۴ ژل را پیمود، می‌توان ژل را در دستگاه Gel doc قرار داده و محصولات PCR را مشاهده نمود.
- توضیح: دوطرف سینی ژل را با تیغه‌های پلاستیکی یا چسب محکم می‌کنیم تا درزهای آن بسته شود. آنگاه ژل را در آن می‌ریزیم.

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی




سینی ژل به همراه شا



مسدود کردن دو طرف سینی با چسب و استقرار



شفاف شدن ژل آگارز پس از جوشاندن



حل کردن پودر آگارز در بافر الکتروفورز

فورز

رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید:

می توان برای کاهش آلودگی ژل را پس از الکتروفورز رنگ آمیزی و مشاهده نمود. بدین ترتیب که ژل را بدون اتیدیوم برماید می سازیم و نمونه ها را بارگذاری می کنیم. پس از اتمام الکتروفورز ژل آگارز را به ظرفی که حاوی $0.5 \mu\text{g/mL}$ اتیدیوم برماید است منتقل نموده و به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه در آن قرار می دهیم. سپس با دستگاه Gel doc نتایج را بررسی کنیم.




رنگ آمیزی ژل آگارز با محلول اتیدیوم برماید

آشنایی با مهارت‌های پایه ژنتیک مولکولی

رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید:

دستگاه gel documentation دارای قسمت‌های مختلفی است. یک ترانس لومیناتور UV دارد که ژل پس از رنگ آمیزی بر روی آن قرار می‌گیرد. تابش UV به ژل باعث می‌شود که اسیدهای نوکلئیک قابل مشاهده گردند. این دستگاه مجهز به یک دوربین دیجیتال با فیلتر UV است و قادر است از ژل عکس بگیرد. سپس این عکس به کامپیوتر متصل به دستگاه منتقل شده و نتایج بررسی می‌گردد.




دستگاه Gel documentation

Genetics Research Center

آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک مولکولی

تعیین اندازه قطعه تکثیر شده در PCR:

برای تشخیص اندازه باند حاصل از PCR و اطمینان از تکثیر قطعه مورد نظر نیاز به استفاده از یک نشانگر اندازه یا سایز مارکر (Ladder) داریم. این نشانگرها به صورت تجاری قابل تهیه هستند و دامنه متفاوتی از باندها را نشان می دهد که با توجه به سایز قطعه مورد نظر خود یکی از آنها را انتخاب می کنیم. این نشانگر در کنار محصولات PCR در یکی از چاهکها بارگذاری می شود.



عکس تهیه شده از ژل آگارز با دستگاه gel


band مورد نظر 120bp

Ladder 100bp :L

Test : DNA مورد مطالعه

PC : +

NC : کنترل -



L Test PC NC



اتیدیوم بروماید

- این ماده موتاژن و سرطانزاست. از طریق پوست، چشم و دستگاه تنفسی می تواند نفوذ کند.
- هنگام کار با اتیدیوم بروماید از دستکش های پلاستیکی و عینک های محافظ و ماسک استفاده کرد.
- توزین اتیدیوم بروماید حتماً باید در مکان بسته بدون جریان شدید هوا با استفاده از ماسک و دستکش دو لایه انجام شود.
- زباله های آلوده به اتیدیوم بروماید، بافرها و ژل های آلوده به طور مجزا دفع شود.
- دستکش و سایر لوازم آلوده به اتیدیوم بروماید را هرگز از اتاق UV خارج نکنید.
- در صورتی که لباس یا پوست به اتیدیوم بروماید آغشته شود، باید فوراً لباس آلوده را از تن خارج کرد و پوست را با مقدار فراوان آب و صابون شستشو داد.
- در صورت آلوده شدن چشم باید آن را با آب فراوان به مدت حداقل ۱۵ دقیقه شستشو داد.
- در صورت بروز هر حادثه ای در حین کار با اتیدیوم بروماید مسئول ایمنی یا مسئول آزمایشگاه را در جریان قرار دهید.

-ساخت بافر TAE 50X

روش تهیه ۵۰۰ میلی لیتر 50XTAE:

- ۱۲۱ گرم از پودر Tris Base وزن کرده و در حدود ۳۰۰ میلی لیتر آب مقطر در ارلن ۱۰۰۰ میلی لیتر اضافه می کنیم.
- سپس ۲۸/۵۵ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال به محلول فوق اضافه می کنیم.
- ۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۵ مولار EDTA با pH=8 را به محلول می افزاییم.
- نهایتاً حجم محلول را با آب مقطر دیونیزه به ۵۰۰ میلی لیتر می رسانیم.

-ساخت بافر TBE 5X

روش تهیه ۱۰۰۰ میلی لیتر از TBE5X:

- حدود ۸۰۰ میلی لیتر آب مقطر دیونیزه را داخل یک ارلن ۱۰۰۰ میلی لیتری ریخته و مواد زیر را در آن حل می کنیم:
 - (۱) ۵۴ گرم Tris base (پودر)
 - (۲) ۲۷/۵ Boric acid (پودر)
- بعد از حل کردن مواد فوق ۲۰ میلی لیتر از محلول EDTA ۰/۵ مولار با pH=8 به آن اضافه کرده و در نهایت حجم محلول را توسط استوانه مدرج با آب مقطر دیونیزه به ۱۰۰۰ میلی لیتر می رسانیم.
- برای الکتروفورز معمولاً از بافرهای 1X استفاده می شود که از رقیق کردن بافرهای 50X و 5X تهیه می شود.

❖ نکته: این بافرها را در تانک های الکتروفورز ریخته و بسته به شرایط کار هر چند مدت عوض می شود.

۶) استخراج DNA از بافت پارانینه :

مواد لازم

Tissue Section (5-10 m wide)

Octan or xylene

100% ethanol

Hplc-grade acetone (optional)

Proteinase K (20mg/μl stock solution)

Digestion buffer (50 mM Tris [PH=8.5], 1000M EDTA, plus 1% laureth 12 or 0.5% Tweeu 20)

۱. ابتدا بافت و میکروتیوب ۱/۵ را وزن می کنیم.
۲. بافت را در میکروتیوب قرار داده ۱ml گزیلین اضافه کرده، ۳۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه می گذاریم بماند.
۳. در ۱۳۰۰۰ دور برای ۵ دقیقه سانتریفیوژ کرده، گزیلین را خارج کرده و دوباره ۱ml گزیلین اضافه می کنیم تا ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه بماند و سانتریفیوژ می کنیم.
۴. با سمپلر محلول رویی را خارج می کنیم.
۵. $500\mu\text{l} = 0.5\text{ml}$ اتانل ۱۰۰٪ سرد به میکروتیوب اضافه می کنیم. با عمل *inverting* هم می زنیم.
۶. در ۱۳۰۰۰ دور برای ۵ دقیقه سانتریفیوژ می کنیم.
۷. اتانل را با سمپلر خارج کرده و این مرحله شستشو با اتانل را یک بار دیگر انجام می دهیم.
۸. اتانل را خارج کرده در انکوباتور قرار می دهیم تا خشک شود، یا می توان برای حذف اتانل ۲ تا ۳ قطره استون به هر تیوب اضافه کرده آنها را با درب باز در حمام آب (۳۷-۵۰) درجه قرار دهیم تا استون کاملاً تبخیر شود.
۹. به ازاء هر ۱۰mg بافت بدون پارانین ۱۰۰μl بافر *digestion* و هر ۱۰۰μl بافر ۱۰μl پروتیناز K به غلظت ۲۰mg/μl استفاده می کنیم.
۱۰. نمونه ها را به مدت ۳h در ۵۵°C درجه انکوبه می کنیم و یا در ۳۷ درجه *Overnight* قرار می دهیم.
۱۱. برای مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه در دمای ۹۵ °C میکروتیوب ها را قرار می دهیم تا پروتیناز K انکوبه شود (از حرارت دادن بیش از ۱۰ دقیقه اجتناب شود).
۱۲. نمونه ها را به مدت ۱ دقیقه سانتریفیوژ می کنیم و از محلول بالایی برای PCR استفاده می کنیم.

۷) استخراج DNA از بافت تازه (fresh)

۱. بافت تازه را از داخل سرم فیزیولوژی خارج می کنیم.
 ۲. دو بار با آب مقطر می شویم.
 ۳. آب مقطر را خارج می کنیم.
 ۴. اگر بافت استخراج شده بزرگ بود توسط تیغ آنرا به قطعات کوچکتر تقسیم می کنیم.
 ۵. به ازاء هر ۱۰mg بافت ۱۰۰μl بافر *Digestion* و هر ۱۰۰μl بافر ۱۰μl پروتیناز K به غلظت ۲۰mg/μl اضافه می کنیم.
 ۶. نمونه ها را به مدت ۳h در ۵۵ درجه انکوبه می کنیم یا در ۳۷ درجه *overnight*.
 ۷. ۸ تا ۱۰ دقیقه در ۹۵ درجه قرار می دهیم. سانتریفیوژ در آخرین دور به مدت ۵ دقیقه.
- از محلول رویی برای PCR استفاده می کنیم. DNA استخراج شده را در ۲۰°C نگهداری می کنیم.

8) Methylation specific PCR:

نواحی سرشار از نوکلئوتیدهای سیتوزین و گوانین

ژنوم انسان حاوی نواحی کوتاهی (۱-۲ کیلوباز) می باشد که حاوی توالی های تکراری سرشار از نوکلئوتید های سیتوزین و گوانین (CG) می باشد. این نواحی جزایر CpG نامیده می شوند. این جزایر حدود ۲ درصد از ژنوم انسان را در بر گرفته و دارای خواص متمایزی در مقایسه با سایر مناطق ژنوم می باشند. حدود ۶۰-۷۰٪ این توالی ها را CG در بر می گیرد و اکثرا در پروموتور ژنها (۵۰-۶۰٪) یا اولین اگزون ژن قرار می گیرند و غالبا در ژنهای Housekeeping وجود دارند. توالی این نواحی بر خلاف سایر مناطق ژنوم، به طور طبیعی عاری از متیلاسیون می باشند و متیلاسیون آنها باعث سرکوب رونویسی ژن خواهد شد .

تغییرات بیوشیمیایی در اثر وقوع پدیده متیلاسیون

متیلاسیون در ناحیه پروموتور ژن، در اثر تغییر در مولکول ۵ متیل سیتوزین از طریق عمل DNA متیل ترانسفراز صورت میگیرد، که باعث کاتالیز انتقال یک گروه متیل (CH₃) از S آدنوزین متیونین (SAM) به محل کربن شماره ۵ مولکول سیتوزین می شود.

پس از مستقر شدن گروه متیل توسط DNMT در CpG، متیله شدن DNA باعث می شود تا دو کمپلکس مهم در سرکوب نسخه برداری فعال شوند. سرکوب کننده های رونویسی توالی های CpG متیله را شناسایی کرده و هریک فعالیت مختلفی دارند، پروتئینهایی جهت اتصال به گروه متیل و پروتئینهایی که هیستون را متیله می کنند، نهایتا این سرکوب کننده ها با تاثیر بر ساختار کروماتین باعث متراکم شدن DNA و ممانعت از باز شدن کروماتین می شوند که این امر باعث مقاوم شدن کروماتین به نسخه برداری شده و در نتیجه مهار عملکرد فاکتورهای نسخه برداری صورت می گیرد.

نقش متیلاسیون در روند کارسینوژنز

متیلاسیون به عنوان یک روند موثر در رشد سلول نرمال در نظر گرفته می شود که برای پایداری ژنوم و نیز بیان نرمال ژنها لازم می باشد. بنابراین هرگونه اختلال در متیلاسیون به صورت هایپرمتیلاسیون یا هایپومتیلاسیون می تواند در سلول نرمال اختلال ایجاد نموده و منجر به رشد سرطانی آن گردد به طوری که هایپرمتیلاسیون برخی پروتوانکوژنها در نواحی CpG می تواند منجر به افزایش بیان آنها گردد. البته گروهی معتقد بر این امر هستند که دمتیله شدن این ژنها با فعال شدن آنها همراه است. در حالی که در مورد ژنهای سرکوبگر تومور هایپرمتیلاسیون در محل پروموتور آنها بیشتر مطرح می باشد که سبب غیر فعال شدن آنها و کاهش بیان آنها می گردد. البته بر اساس نوع تومور هایپرمتیلاسیون متفاوت می باشد و بسته به نواحی CpG مختلف آن دارد.

روشهای ارزیابی متیلاسیون

جهت ارزیابی متیلاسیون دو روش کلی وجود دارد:

- بر اساس آنزیمهای برش گر: در این روش مهار عملکرد آنزیم برش گر صورت می گیرد به این معنا که در محلی که متیلاسیون اتفاق افتاده است آنزیم قادر به برش DNA نخواهد بود. بنابراین غیرفعال بودن آنزیم برشگر در سایت خاص نشان دهنده متیله بودن DNA در آن ناحیه می باشد.
- بر اساس درمان بی سولفیتی: که در این روش در صورت متیله نبودن سیتوزین، توسط تیمار شدن با سدیم بی سولفیت به اوراسیل تبدیل می شود ولی اگر سیتوزین به گوانین تبدیل نشود دلیل بر متیله بودن آن است که روش دوم می تواند توسط متدهای خاص مانند Methylation Specific PCR قابل ارزیابی باشد.

واکنش بی سولفیت

تمامی سیتوزینهای DNA ژنومی در طی واکنش با سدیم بی سولفیت به اوراسیل تبدیل می شود بجز سیتوزینهای متیله. اصول واکنش بی سولفیت بر این اساس می باشد که ترکیب سدیم بی سولفیت به عنوان یک ماده دآمین کننده باعث دآمین شدن سیتوزین می گردد. علاوه بر این، هیدروکسینون ترکیب دیگری است که در واکنش بی سولفیت مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب اخیر به عنوان یک ترکیب هیدراته کننده است. لذا با دآمین شدن کربن موقعیت شش باز سیتوزین به وسیله سدیم بی سولفیت و اضافه شدن یک گروه اکسیژن بوسیله ترکیب هیدراته کننده هیدروکسینون به کربن شماره شش سیتوزین در نهایت باز سیتوزین به اوراسیل تبدیل می شود.

حال چنانچه سیتوزین متیله شده باشد (کربن شماره پنج) در طی مراحل بالا به اوراسیل تبدیل نمی شود. لذا دو سری پرایمر برای ناحیه پروموتور ژن مورد نظر طراحی می نمایم، در سری اول قادر به شناسایی توالی غیرمتیله پروموتور می باشد چرا که سیتوزین های این ناحیه نیز مانند بقیه ژنوم به اوراسیل تبدیل شده لذا مکمل آن در پرایمرها یعنی آدنین را خواهیم داشت. در مقابل اگر سیتوزین متیله باشد در طی واکنش بی سولفیت، سیتوزین می ماند و لذا مکمل آن در پرایمر، گوانین را داریم.

(۹) منابع:

۱. تشخیص ژنتیکی پیش کاشتی، اهمیت، کاربردها و چشم انداز. دکتر محمدرضا نوری دلویی، علی رشیدی نژاد. مجله طب و تزکیه، سال شانزدهم، پاییز و زمستان ۸۶، صفحه ۸۹-۷۰
۲. مقایسه روش ایمونوکمی لومینسانس با PCR برای تشخیص ویروس هپاتیت B در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان بقیه الله- مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دوره پانزدهم، شماره دوم، تابستان ۸۶
۳. PCR، مبانی و کاربردهای آزمایشگاهی، محسن کریمی و سیروس زینلی. نشر اندیشه ظهور. ۱۳۸۳
۴. شاخص های برجسته برای بهینه سازی واکنش زنجیره ای پلی مرز (PCR)، محمدرضا نژادمقدم و محمدحسین مدرسی. نشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. ۱۳۸۴

5. Gene cloning and DNA analysis: an introduction. Terence A. Brown
6. PCR (Basics S.). M.J. McPherson S. Moller A. Graham
7. PCR Applications: Protocols for Functional Genomics .Michael A. Innis, David H. Gelfand, John J. Sninsky
8. Principles and Technical Aspects of PCR Amplification. Elizabeth van Pelt-Verkuil, Alexander van Belkum, John P. Hays
9. Molecular Diagnostic PCR Handbook Gerrit J. Viljoen, Louis H. Nel, John R. Crowther
10. Clinical Applications of PCR (Methods in Molecular Medicine). Y. M. Dennis Lo
11. PCR Strategies. Michael A. Innis, David H. Gelfand, John J. Sninsky
12. Applied molecular genetics. Roger Miesfield
13. Molecular Cloning. Sambrook *et.al*
14. Molecular Cell Biology. Lodish *et.al*